


# Dynamics®

## ANESTESIA

---

Catálogo de Productos



# CODO CONECTOR

Dispositivo destinado a unir el circuito de anestesia con la mascarilla o tubo laringotraqueal que tiene colocado el paciente.

Puerto de muestreo



Libre de látex



Código:  
7897400757

**Dynamics**<sup>®</sup>

# CODO CONECTOR

---

INDICACIONES: Circuitos de anestesia y ventilación.



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puerto de muestreo de CO<sub>2</sub>. Permite llevar a cabo un muestreo de gas con comodidad lo más cerca posible del paciente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Unidad de Manejo:  
1 unidad por empaque (UNID)

PRESENTACIÓN:  
Codo con puerto de muestreo de CO<sub>2</sub>