

Dynamics[®]

TERAPIA
RESPIRATORIA

A young boy with dark hair is shown in profile, wearing a blue denim jacket. He is using a nebulizer mask over his nose and mouth. The mask is connected to a clear plastic reservoir and a tube. The background is slightly blurred, showing what appears to be a clinical or home care setting. The image is split diagonally, with the top-left portion being white and the bottom-right portion showing the boy and the device.

Catálogo de Productos

TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN

Tubo endotraqueal sin balón utilizado para intubación oro/nasal en recién nacidos y niños menores de un año, para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, protegiendo la delicada mucosa respiratoria de la isquemia que puede causar la presión del balón. Es unilumen lleva la misma cantidad de aire a ambos pulmones.



COMPOSICIÓN

PVC

ESTÉRIL | OE

Dynamics[®]

TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN

INDICACIONES: Mantener y proteger la vía aérea en pacientes que no pueden lograrlo por diferentes causas como insuficiencia respiratoria y déficit neurológico.

Mantener la ventilación en una vía aérea permeable durante los procedimientos quirúrgicos.

Permitir la aplicación de ventilación mecánica (VM) a presión positiva.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

PVC grado médico. Biocompatible. No tóxico, termoplástico adaptándose a la temperatura corporal.

Graduado. Indica la distancia en la que se encuentra la punta del tubo desde la comisura labial.

Radiopaco en toda su extensión. Permite visualizar la adecuada inserción y posición del tubo a través de estudios radiográficos.

Punta atraumática. Protege la mucosa respiratoria, la punta tiene un bisel de 45° que evita el daño a la mucosa en la intubación y un orificio tipo Murphy en el lado opuesto a la dirección del bisel para permitir la ventilación en caso que el orificio del bisel se obstruya.

PRESENTACIÓN

Diámetro interno:
3 mm
10 unidades / caja

Código	Descripción	Unidad de Manejo
0801200065	Tubo Endotraqueal 3.0 Sin Balón	1 unidad por empaque (UNID)
0801200066	Tubo Endotraqueal 3.0 Sin Balón	1 unidad por empaque (UNID)

Dynamics®